

Video analyse



U kunt tot 4 high speed camera's tegelijk gebruiken. In de meeste praktijken wordt zowel lateraal als dorsaal tegelijk video beelden gemaakt.

Hiermee krijgt u een duidelijk vertraagd beeld over de afrol, zwaai fase, positie van de enkels en de knieën.

De beelden worden automatisch opgeslaan binnen het software programma zodat u binnen uw patiënt data ten alle tijden de video beelden opnieuw kunt gaan bekijken.

Technische gegevens:

High Speed camera's UI 3240LE C HQ, USB 3